



## Drawing



## Material

01 Valve body	PC / Rx1805 lipid resistant
02 Valve core	PE
03 Luer-Lock connector	PC
04 Tubing	DEHP FREE 4x3mm, 10cm
05 Luer-Lock connector	MBS, rotating LL
06 Protective cap	PP

## Layout/Inner box




Inner box size: 270x200x180mm  
Inner box qty: 100pcs

## Layout/Soft blister

### PRO-LONG TUBE

**DREIWEGEHÄHN MIT VERBINDUNGSLEITUNG**  
**3-WAY STOPCOCK WITH CONNECTION TUBING**  
**RUBINETTO A 3 VIE CON TUBO DI COLLEGAMENTO**  
**TROJCESTNÝ KOHOUT SE SPOJOVACÍ HADIČKOU**  
**TROJCESTNÝ KOHÚT SO SPOJOVACOU HADIČKOU**  
**KRAN TRÓJDROŽNY Z RURKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ**



Blister size:  
150x100 mm

Printing size:  
120x60 mm

Printing color:  
PANTONE BLACK

Print without frame

**Vorwarnung:** Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiken ausgesetzt sein. Pyrogenfreiheit geprüft.



**Caution:** Do not store in high humidity, direct sunlight or extreme temperatures. To be used by skilled personnel only. Do not use if packaging is damaged. Use the set immediately after removing the protective system. Pyrogen free if package is undamaged. Do not use reuse. If reused, the patient may be exposed to cross infection risk.

**Avvertenze:** Tenere l'umidità. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione del sistema di protezione. Smaltire dopo l'uso. Aggregare in Tintallia in Intatto. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Aggregare.

**Upozornění:** Neskladujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Používejte pouze vyškoleným personálem. Používejte soupravu ihned po otevření a vyřazení balení. Nepoužívejte opakovaně. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křížové infekce. Testováno na přítomnost pyrogenů.

**Upozorenia:** Neskladujte vo vysokej vlhkosti, na priamom slnečnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Používajte iba vyškoleným personálom. Používajte súpravu ihneď po otvorení a vyhození balenia. Nepoužívajte opakovane. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov.

**Uwaga:** Nie przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Mocha być używane tylko przez przeszkolony personel. Zestaw należy użyć natychmiast po otwarciu i usunięciu opakowania. Nie używać ponownie. Wielokrotne stosowanie może narażać pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego. Testowane na obecność pyrogenu.



## Layout/Sticker on carton



Printing size:  
180x140 mm  
(160x120 mm)

Printing color:  
PANTONE GREEN

2 stickers glued on  
shipping carton

## Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

**Size:** 560x420x380 mm

**Volume:** 0,0894 cbm

**Ctn:** 800 pcs

**Palette:** 16.000 pcs (cca 20 ctns)

**Weight ctn:** 9.5 kg

1.2 x 0.8 x 2.15m

## UDI-DI

Blister: 08034028275838

Innerbox: 18034028275835

Carton: 28034028275832

## Sterilization

EO sterilization

## Guaranty

5 years

# PRODUCTION LIST

CPH-PrL-3WT rev.0/07-2023