


Accessories **COROSPIKE**


PRO-OMNIA LOCK

REF

M1611 CPHF-CS10

Drawing





Blister size:

133x66 mm

Printing size:

100x45 mm

Printing color:


PANTONE 200U

Print without frame

Material 01 Protective cap 02 Body of spike 03 Air filter 04 Fluid filter 05 Coloured cap

PP, translucency ABS, white colour Acrylic copolymer, 0.2µm PTFE, 5µm PE, red colour

Layout/Inner box



Layout/Soft blister

ENTNAHME- UND ZUSPRITZSPIKE / WITHDRAWAL CANNULA / ASPIRAČNÍ TRN ASPIRAČNÝ TŔŇ / PRZYRZAD DO POBIERANIA LEKÓW / CANNULA MULTIPRELIEVO

PRO-OMNIA LOCK

RED / ROT / ROSSO ČERVENÝ / CZERWONY

Removal and injection spike for multidose vials with venting filter 0,2µm and fluid filter 5µm. Non pyrogenic. Use only if packaging is undamaged. Do not reuse, If reused, the patient may be exposed to cross-infections risks.

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter mit Luftfilter 0,2 µm

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter mit Luftfilter 0,2µm und Flüssigkeitsfilter 5µm. Pyrogenfreiheit geprüft. Nicht werwenden bei beschädigter Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risken ausgesetz sein.

Spike on filtro aria 0,2µm e filtro soluzione 5 µm per prelievo e ricostituzione flaconi multidose. Apirogeno. Utilizzare solos se l'imballo è integro. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Odběrové a injekční jehly pro vícedávkové zkumavky-odvzdušňovací filtr 0,2µm afitr tekutin 5 µm. Testováno na přítomnost pyrogenů. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křížové infekce.

Aspirační tří ma aspiráciu a aplikáciu z viacerých liekoviek+ventilačný filter 0,2 µm.

Aspiračný tŕň na aspiráciu a aplikáciu z viacerých liekoviek+ventilačný filter 0,2µm a tekutinový filter 5µm. Testované na prítomnosť pyrogénov. Nepoužívajte, ak je obal poškodoný. Nepoužívajte opakovane. Pri opakovanom použítí môže byť pacient vystavený

Przyrząd do pobierania leków z fiolek wielodawkowych z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz cząsteczkowym 5µm. Wolne od pirogenów. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie używać ponownie. Wielokrotne stosowanie może narazić pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego.



REF: M1611 (CPHF-CS10)

LOT 20201125

2020-11 2025-10





CLINIPHARMA s.r.o., Viklefova 1795/10 130 00 Prague, Czech republic

PRO-ACTIVE S.R.L., V.le Commercio 12 45 100 Rovigo, ITALIA

Layout/Sticker on carton

RED / ROT/ ROSSO/ ČERVENÝ / CZERWONY

moval and injection spike for multidose vials with venting filter 0.2um and fluid filter 5um ntovánne- und Zaspritzspike für Mehrdosenbehälter int Luffter O. Qjim und Affussigkeitsfülter Spirit pike con filtro aria O. Qim en filtro saluzione S jim per prelievo e ricostituzione flaconi multidose debero è a injekčni truy pro vicedvkové zkumavky - odvzdučnova (filtro O. pim + filtr tekturi Spirit spiračný třin as apsirádu a gallkádu z vácerých lekoviek + ventilačný filtro O. pim + tekutinový filtre S jim do nobierania leków z fiolek wieloda wkowych z filtrem bakteryinym 0.2um oraz czastec



LOT 20120725 쎈

巻

STERILE EO

Printing size: 180x140 mm

Printing color: PANTONE 200U

2 stickers glued on shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 420x280x380 mm Volume: 0,044688 cbm

Ctn: 400 pcs **Palette:** 15.200 pcs (cca 38 ctn)

Weight ctn: 5,2 kg

Sterilization EO sterilization **Guaranty** 5 years

PRODUCTION LIST

CPH-PrL-CS3 rev.0/12-2021